

Technické podrobnosti a úpravy v informačním systému – II

Název:

Školitel:

Prof. Ing. René Kizek , Ph.D., RNDr. Josef Růžička, Petr Čapek, Mgr. Michal Horák, Martina Staňková, Mgr. Olga Kryštofová, Ph.D.

Datum:

23. 09. 2014





Program :

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Program :

Detailní popis provozního plánu
Název a možnosti vlastního úkolu
Podrobnější popis vlastního úkolu
Přílohy a další soubory

Diskuse a závěr
17:30 – 18:00 h

Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148

Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti "in vivo" zobrazovacích technik



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Možnosti

Nápověda k Ladysu/Help Ladys

Funkční klávesy/Function keys:

- F1 - Nápověda/Help
- F2 - Rychlé informace+MiniMail/Quick information+MiniMail
- F3 - Kontextová nabídka/Context menu
- F4 - Místní kalkulačka/Local calculator
- F5 - Stažené dokumenty/Downloaded documents
- F6 - Osobní kalendář/Personal calendar

Aplikace má tyto možnosti:

- nastavení připojení na server
- přihlašování, odhlašování uživatele a změna jeho hesla
- zadávání údajů o naší firmě
- editace číselníků
- zadávání nových vzorků a oprava zadání
- ruční zadávání výsledků a jejich oprava
- tvorba měřicích sad
- metrologie
- sklad chemikálií
- vedení deníků a dokumentace
- [univerzální modul](#) pro zobrazování důležitých informací o měřidlech, standardech, vzorcích ap.

Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148

Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti "in vivo" zobrazovacích technik



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Čárové kódy/Barcode

- VZO/pořadové číslo vzorku z databáze vzorků, VZO/1
- MER/pořadové číslo vzorku z databáze měřidel, MER/1
- STA/pořadové číslo balení chemikálie z databáze chemikálií, STA/1
- SET/pořadové číslo pracovního vzorku z databáze měřících sad, SET/1
- MPZ/pořadové číslo mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, MPZ/1
- SOP/pořadové číslo standardního operačního postupu, SOP/1
- PRA/pořadové číslo pracovníka z databáze pracovníků, PRA/1
- MAJ/pořadové číslo majetku z databáze pro evidenci majetku, MAJ/1
- DOK/pořadové číslo dokumentu, DOK/1
- SEM/pořadové číslo semináře, SEM/1
- PRO/pořadové číslo projektu, PRO/1
- EXP/pořadové číslo experimentálního plánu, EXP/1
- UKO/pořadové číslo úkolu v experimentálních plánech, UKO/1
- OBJ/pořadové číslo položky v databázi objednávek, OBJ/1
- FAK/pořadové číslo položky v databázi faktur, FAK/1
- ADR/pořadové číslo firmy v adresáři firem, ADR/1

Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148

Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti "in vivo" zobrazovacích technik



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Hlavní menu (na hlavním panelu)


-  Vzorok - zadávání nových vzorků, oprava zadání
 -  Zadávání nových vzorků, oprava zadání
 -  Tvorba sad pro měření
 -  Tvorba kalibrací
-  Data
 -  Zobrazení výsledků
 -  Zadávání výsledků
-  Metrologie
 -  Editace a prohlížení seznamu měřidel
 -  Editace a prohlížení seznamu MPZ
 -  Termíny kalibrace a konfirmace měřidel, expirace chemikálií a standardů, platnosti MPZ, zásoby chemikálií
 -  Návaznost (SOP, měřidla, standardy, mpz, pracovníci a látky)
 -  Strom návaznosti
-  Sklad chemikálií a standardů
 -  Zadávání nových a opravy zadání, návaznost na SOP
 -  Přehledy
-  Evidence
 -  Evidence majetku - editace
 -  Inventura majetku ve vybrané místnosti pomocí čtečky čárového kódu
-  Nastavení
 -  Přihlásit uživatele - zadává se uživatelské jméno a heslo příslušného pracovníka. Přihlášením dalšího uživatele se automaticky odhlásí stávající uživatel.
 -  Odhlásit uživatele - způsobí znefunkčnění většiny částí aplikace. Pro plnou funkčnost je potřebné nové přihlášení.
 -  Změnit heslo - uživatel si může změnit přihlašovací heslo (Uživatelské jméno může nastavit pouze správce celého systému). Po úspěšné změně hesla je uživatel automaticky přihlášen.
 -  Číselníky - nutno naplnit nejdříve.
 -  Dokumenty - ukládání do archívu
 -  Naše firma - údaje o naší firmě (organizaci), která budou použita při tisku ap.
 -  Server
 -  Test připojení - otestuje připojení k hlavnímu serveru.
 -  Nastavení serveru - zadají se názvy serveru a databáze a zvolí se způsob autentizace. Rovněž se nastaví cesta k síťovému disku, na kterém jsou umístěny evidované dokumenty.
 -  Zavřít pomocná okna - zavře všechna okna z univerzálního zobrazovacího modulu.
-  Nápověda
 -  Nápověda - tato nápověda
 -  O programu - zobrazí kontakty a základní informace o programu.
 -  O uživateli - zobrazí informace o právě přihlášeném uživateli.
 -  Aktualizace - aktualizace programu z úložiště pro sdílené dokumenty\Aplikace\NázevAplikace
-  Konec - ukončí aplikaci.

Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148

Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti "in vivo" zobrazovacích technik




INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148

Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti "in vivo" zobrazovacích technik





Děkuji za pozornost



evropský
sociální
fond v ČR



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ