



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

CdTe Quantum Dot Synthesis and Characterization

11.7.2014



M.Sc. Amitava Moulick, Ph.D., Doc. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148

Název projektu: Mezinárodní spolupráce v oblasti "in vivo" zobrazovacích technik



Cadmium telluride (CdTe) is a stable crystalline compound formed from cadmium and tellurium.



TEM

Use of CdTe

- CdTe is used to make thin film solar cells
- CdTe can be alloyed with mercury to make a versatile infrared detector material (HgCdTe)
- CdTe is also applied for electro-optic modulators
- CdTe doped with chlorine is used as a radiation detector for x-rays, gamma rays, beta particles and alpha particles.

Preparation of CdTe QDs


- 10 ml of Cadmium acetate (5.32 mg/ml) and 1 ml Mercaptosuccinic acid (60 mg/ml) were mixed with 76 ml of deionized water on a magnetic stirrer.
- 1.8 ml of ammonia (1 M) solution was added to it. 1.5 ml of sodium tellurite (221.6 mg/ml) was also added mixed very well. 50 mg of sodium borohydride was added later.
- The solution was stirred for around 2 h until the bubble formation was stopped and subsequently the volume of the solution was made up to 100 ml with deionized water.
- 2 ml of this solution was taken in a small glass vessel and heated at 50 °C, 300 W for 10 min (ramping time 10 min) under microwave irradiation (Multiwave3000, Anton-Paar GmbH, Graz, Austria) and finally the CdTe QDs were prepared and stored in dark at 4 °C.

Photo of CdTe QDs under UV (312nm) trans-illumination





r.t. 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 100°C 100°C 110°C 120°C

r.t. → room temperature




Characterization of CdTe



Preparation of ZnSe QDs

- 1 ml of zinc acetate (43.9 mg/ml) and 1 ml mercaptosuccinic acid (60 mg/ml) were mixed with 85 ml of deionized water on a magnetic stirrer.
- The pH of the solution was made to 7.5 with ammonia (1 M) solution.
- Then 1.5 ml of Sodium selenite (5.26 mg/ml) was added to it and mixed.
- 40 mg of Sodium borohydride was added later.
- The solution was stirred for 2 h until the bubble formation was stopped.
- Finally the volume of the solution was made up to 100 ml with deionized water and the ZnSe QD was prepared and stored in dark at 4 °C.

Photo of ZnSe QDs under UV (312nm) trans-illumination



r.t.

60°C


80°C

100°C


r.t. → room temperature

Fluorescent intensity of ZnSe QDs


ZnSe QDs (Excitation at 280 nm)




ZnSe QDs (Excitation at 310nm)



ZnSe QDs (Excitation at 350nm)



Absorbance of ZnSe QDs




Preparation of ZnSe/CdTe QDs

We prepared ZnSe/CdTe QDs by mixing ZnSe QDs with CdTe QDs in an appropriate proportion and heating at different temperature.




Photo of CdTe/ZnSe QDs under UV (312nm) trans-illumination






r.t. → room temperature




Fluorescent intensity of ZnSe/CdTe QDs




Dynamic Light Scattering (DLS) measurement of ZnSe/CdTe QDs




Zetapotential measurement of ZnSe/CdTe QDs



Characterization of ZnSe/CdTe QDs




TEM




20 nm


Fluorescence intensity of CdTe/ZnSe QDs in the different depths in the tissue (in tube)




Fluorescence intensity of QDs (CdTe/ZnSe) enclosed into the capillaries measured by Carestream Molecular Imaging Software (Rochester, NY, USA). All QDs detected by different emission filters (535 nm, 600 nm, 700 nm), excitation: 410 nm.




(A) Detection of the QDs in the capillaries in the different depths in the chicken breast muscle tissue: a) QDs 60 °C, b) QDs 90 °C, c) QDs 100 °C. (B) Quantification of the fluorescence intensity of different QDs: a - excitation: 410 nm, emission: 535 nm, b - excitation: 410 nm, emission: 600 nm, c - excitation: 410 nm, emission: 700 nm, background: 100 a.u. Fluorescence intensity of QDs (CdTe/ZnSe) enclosed into the capillaries measured by Carestream Molecular Imaging Software (Rochester, NY, USA).






Fluorescence of different QDs (CdTe/ZnSe): a – fluorescent images of QDs (UV 312 nm); b – absorbance (brown line) and fluorescence (blue line) spectrum of QDs; c – fluorescent images of QDs in chicken embryo (25 μ l under the skin). Excitation wavelength: 410 nm, emission wavelength: 535 nm (QDs50 –70°C), 600 nm (QDs70 –90°C), 700 nm (QDs100 –120°C); d – fluorescence intensity of quantum dots in the embryo body.

All QDs (CdTe/ZnSe°C) were applied into the chicken embryo (25 μ l under the skin): a - QDs 50°C, b – QDs 60°C, c – QDs 70°C, d – QDs 80°C, e – QDs 90°C, f – QDs 100°C, g – QDs 110°C and h – QDs 120°C. Detected by Carestream Molecular Imaging Software (Rochester, NY, USA). The fluorescence and the X-ray images were overlaid by PhotoFiltre Studio X.





Acknowledgement

Iva Blažková, Ing.

Vedran Milosavljevic, Ing.


Doc. RNDr. Pavel Kopel, Ph.D.

Doc. RNDr. Adam Vojtěch, Ph.D.

Prof. René Kizek, Ing. Ph.D.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



Mendel
University
in Brno



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION




evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ