

jméno:

číslo vzorku:

VÝSLEDKY

teplota	°C			pro výpočet amoniaku
kyslík	%			sonda a bednička (winkler)
pH				sonda a směsný indikátor
VODIVOST	mS.m ⁻¹			sonda
CO ₂	mg.l ⁻¹			výpočet z acidity a alkality, pH, teploty
KNK	mmol.l ⁻¹			standardní metoda
ZNK	mmol.l ⁻¹			standardní metoda
BSK ₅	mg.l ⁻¹			standardní metoda
TOC	mg.l ⁻¹			komerční set
CHSK Mn	mg.l ⁻¹			dvě metody stanovení
CHSK Cr	mg.l ⁻¹			standardní metoda a komerční set
N-NH ₄	mg.l ⁻¹			standardní metoda a komerční set
NH ₃	mg.l ⁻¹			výpočet
N-NO ₃	mg.l ⁻¹			standardní metoda a komerční set
N-NO ₂	mg.l ⁻¹			standardní metoda a komerční set
Nc	mg.l ⁻¹			komerční set
Pc	mg.l ⁻¹			standardní metoda a komerční set
P-PO ₄ ³⁻	mg.l ⁻¹			standardní metoda a komerční set
Tvrdost	mmol.l ⁻¹			standardní metoda
Tvrdost přechodná	mmol.l ⁻¹			výpočet
Tvrdost trvalá	mmol.l ⁻¹			výpočet
Cl ⁻	mg.l ⁻¹			standardní a fotometrická metoda
SO ₄	mg.l ⁻¹			komerční set
Fe	mg.l ⁻¹			komerční set
Ca ²⁺	mg.l ⁻¹			standardní metoda
Mg ²⁺	mg.l ⁻¹			výpočet
K ⁺	mg.l ⁻¹			komerční set
Al ³⁺	mg.l ⁻¹			standardní metoda